

Cell Saver Spitzen, 200 µl XL, farblos

graduiert

DNA-, DNase-, RNasefrei



2 Racks à 96 Stück

Artikel-Nr.: VT0065 | Biozym

26,60 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Farbe: farblos

Filter: nein

Graduierung: ja

Länge: lang

Low Binding: nein

Maximalvolumen: 200 µl

Pipettenspitzen Linie: SurPhob

Spezialeigenschaften: Cell Saver

Sterilität: unsteril

Verpackung: 2 Racks à 96 Stück