

Cell Saver Spitzen, 200 µl XL, farblos, steril

graduiert

DNA-, DNase-, RNasefrei



2 Racks à 96 Stück

Artikel-Nr.: VT0068 | Biozym

29,60 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)



Beschreibung

Farbe: farblos

Filter: nein

Graduierung: ja

Länge: lang

Low Binding: nein

Maximalvolumen: 200 µl

Pipettenspitzen Linie: SurPhob

Spezialeigenschaften: Cell Saver

Sterilität: steril

Verpackung: 2 Racks à 96 Stück