

SafeSeal Cell Saver Spitzen, 200 µl XL, steril

Filterspitzen, graduiert
DNA-, DNase-, RNase-, Pyrogenfrei



2 Racks à 96 Stück

Artikel-Nr.: VT0360 | Biozym

39,90 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Farbe: farblos

Filter: ja

Graduierung: ja

Länge: lang

Low Binding: nein

Maximalvolumen: 200 µl

Pipettenspitzen Linie: SurPhob

Spezialeigenschaften: Cell Saver

Sterilität: steril

Verpackung: 2 Racks à 96 Stück