

SafeSeal Cell Saver Spitzen, 1000 µl XL, steril

Filterspitzen, graduiert
DNA-, DNase-, RNase-, Pyrogenfrei



10 Racks à 96 Stück

Artikel-Nr.: VT0370 | Biozym

99,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Farbe: farblos

Filter: ja

Graduierung: ja

Länge: lang

Low Binding: nein

Maximalvolumen: 1000 µl

Pipettenspitzen Linie: SurPhob

Spezialeigenschaften: Cell Saver

Sterilität: steril

Verpackung: 10 Racks à 96 Stück