

SafeSeal Cell Saver Spitzen, 200 µl, steril

Filterspitzen, graduert
DNA-, DNase-, RNase-, Pyrogenfrei



10 Racks à 96 Stück

Artikel-Nr.: VT0350 | Biozym

99,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Farbe: farblos

Filter: ja

Graduierung: ja

Länge: normal

Low Binding: nein

Maximalvolumen: 200 µl

Pipettenspitzen Linie: SurPhob

Spezialeigenschaften: Cell Saver

Sterilität: steril

Verpackung: 10 Racks à 96 Stück