

SafeSeal Gelloader 20 µl, steril

Filterspitzen, 0.57 mm Rundkopf, Länge 68 mm

DNA-, DNase-, RNase-, Pyrogenfrei



2 Racks à 96 Stück

Artikel-Nr.: VT0410 | Biozym

45,30 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)



Beschreibung

Farbe: farblos

Filter: ja

Graduierung: nein

Länge: lang

Low Binding: nein

Maximalvolumen: 20 µl

Pipettenspitzen Linie: SurPhob

Spezialeigenschaften: Gelloader, Rundkopf

Sterilität: steril

Verpackung: 2 Racks à 96 Stück