

SafeSeal Gelloader 10 µl, steril

Filterspitzen, 0.57 mm Rundkopf, Länge 52 mm

DNA-, DNase-, RNase-, Pyrogenfrei



2 Racks à 96 Stück

Artikel-Nr.: VT0400 | Biozym

45,30 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Farbe: farblos

Filter: ja

Graduierung: nein

Länge: lang

Low Binding: nein

Maximalvolumen: 10 µl

Pipettenspitzen Linie: SurPhob

Spezialeigenschaften: Gelloader, Rundkopf

Sterilität: steril

Verpackung: 2 Racks à 96 Stück