

Biozym HRM Mix 2G

100 rxn à 20 µl




1 x 1 ml

Artikel-Nr.: 331402S | Biozym

45,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)



Beschreibung

Aktionsangebote: Frühlingsaktion
Applikation: Interkalierender Farbstoff
Format: flüssig
HRM: ja
Konzentration: 2x
ROX: kein
Verpackung: 1 x 1 ml

Mastermix für High Resolution Melt-Analysen – Next Generation

- Hot-Start Mix optimiert für HRM und Amplifikation GC-reicher Sequenzen
- dsDNA-sättigender Farbstoff ohne PCR-Inhibition
- Überragende Performance für akurate SNP-Diskriminierung
- Zuverlässige Detektion von CpG-Methylierung