

Spitzen 1250 µl, FlexTop UltraFine

steril, einzeln verpackt



1 Beutel à 200 Stück



Artikel-Nr.: LC1599 | [Labcon](#) | Herstellernummer: 1045-165-000-9

67,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Farbe: farblos

Filter: nein

Graduierung: nein

Länge: XL

Low Binding: nein

Maximalvolumen: 1250 µl

Pipettenspitzen Linie: Labcon

Sterilität: steril

Verpackung: 1 Beutel à 200 Stück