

SuperClear 5 ml Tube mit Schraubverschluss

steril, ohne Schraubverschlussdeckel, graduiert

15.2 x 58.4 mm



2 Beutel à 500 Stück

Artikel-Nr.: LC0403N | **Labcon** | Herstellernummer: 3813-875-000-9

129,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Deckel: Ohne Deckel

Farbe: farblos

Form: freistehend

Material: Polypropylen

Spezialeigenschaften: für Automatisierung geeignet

Sterilität: steril

Verpackung: 2 Beutel à 500 Stück

Volumen: 5 ml