

SuperClear 10 ml Tube mit Schraubverschluss

steril, ohne Schraubverschlussdeckel, graduiert

15.2 x 92.2 mm



2 Beutel à 500 Stück

Artikel-Nr.: LC0413N | **Labcon** | Herstellernummer: 3814-875-000-9

170,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Deckel: Ohne Deckel

Farbe: farblos

Form: freistehend

Material: Polypropylen

Spezialeigenschaften: für Automatisierung geeignet

Sterilität: steril

Verpackung: 2 Beutel à 500 Stück

Volumen: 10 ml