

PE anti-Puromycin

Mouse IgG2a, kappa
2A4

BioLegend
From Revvity



25 tests

Artikel-Nr.: B381503 | **BioLegend** | Herstellernummer: 381503

96,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: ICFC

Clone: 2A4

Format: PE

Isotype: kappa, Mouse IgG2a

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 25 tests

PE anti-Puromycin

Clone: 2A4

Isotype: Mouse IgG2a, kappa

Other_Names: puromycin from streptomyces alboniger

Size: 25 tests

Reactivity: Human, Mouse, Rat, All species

Format: PE

App_Abbrev: ICFC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=22032>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>