

Alexa Fluor® 647 anti-Puromycin

Mouse IgG2a, kappa
2A4

BioLegend
From Revvity



100 tests

Artikel-Nr.: B381508 | [BioLegend](#) | Herstellernummer: 381508

320,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: ICFC

Clone: 2A4

Format: A647

Isotype: kappa, Mouse IgG2a

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 100 Tests

Alexa Fluor® 647 anti-Puromycin

Clone: 2A4

Isotype: Mouse IgG2a, kappa

Other_Names: puromycin from streptomyces alboniger

Size: 100 tests

Reactivity: Human, Mouse, Rat, All species

Format: A647

App_Abbrev: ICFC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=22088>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>