

FITC anti-human CD11b

Mouse IgG1, kappa
ICRF44

BioLegend
From Revvity



500 µL

Artikel-Nr.: B982614 | **BioLegend** | Herstellernummer: 982614

135,75 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: FC

Clone: ICRF44

Format: FITC

Isotype: kappa, Mouse IgG1

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 500 µl

FITC anti-human CD11b

Clone: ICRF44

Isotype: Mouse IgG1, kappa

Other_Names: Integrin alphaM chain, C3bIR, CR3, Mac-1, Mo1, ITGAM

Size: 500 µL

Reactivity: Human

Format: FITC

App_Abbrev: FC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=22275>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>