

Purified anti-mouse CD45R/B220 Recombinant

Rat IgG2a, kappa
QA19A52

BioLegend
From Revvity



100 µg

Artikel-Nr.: B111302 | **BioLegend** | Herstellernummer: 111302

53,25 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: FC, IHC-F

Clone: QA19A52

Format: PURE

Isotype: kappa, Rat IgG2a

Species of Origin: Rat

Verpackung: 100 µg

Purified anti-mouse CD45R/B220 Recombinant

Clone: QA19A52

Isotype: Rat IgG2a, kappa

Other_Names: CD45R

Size: 100 µg

Reactivity: Mouse

Format: PURE

App_Abbrev: FC, IHC-F

Species of Origin: Rat

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=22047>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>