

APC anti-human CD32B/C

Mouse IgG1, kappa
4F5/CD32

BioLegend
From Revvity



25 tests

Artikel-Nr.: B398405 | **BioLegend** | Herstellernummer: 398405

124,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: FC
Clone: 4F5/CD32
Format: APC
Isotype: kappa, Mouse IgG1
Species of Origin: Mouse
Verpackung: 25 tests

APC anti-human CD32B/C

Clone: 4F5/CD32
Isotype: Mouse IgG1, kappa
Other_Names: FCGR2B, FCgRIIB, FCGR2C, FCRIIC, IGFR2, CD32
Size: 25 tests

Reactivity: Human
Format: APC
App_Abbrev: FC
Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=22067>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>