

LEGENDplex SARS-CoV-2 S1 Variant Omicron Bead ...

BioLegend
From Revvity



100 tests (270 µL)

Artikel-Nr.: B741326 | BioLegend | Herstellernummer: 741326

142,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: Multiplex - Component

Format: LPLEX

Species of Origin: N/A

Verpackung: 100 tests (270 µL)

LEGENDplex SARS-CoV-2 S1 Variant Omicron Bead B5, 13X

Clone:

Isotype:

Other_Names: Neutralizing antibodies against Spike S1 protein of SARS-CoV-2 Variant Omicron (B.1.1.529)

Size: 100 tests (270 µL)

Reactivity: Human

Format: LPLEX

App_Abbrev: Multiplex - Component

Species of Origin: N/A

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=22424>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>