

APC anti-mouse CD209a (DC-SIGN)

Mouse IgG2c, kappa
MMD3

BioLegend
From Revvity



25 µg

Artikel-Nr.: B833005 | **BioLegend** | Herstellernummer: 833005

60,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: FC

Clone: MMD3

Format: APC

Isotype: kappa, Mouse IgG2c

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 25 µg

APC anti-mouse CD209a (DC-SIGN)

Clone: MMD3

Isotype: Mouse IgG2c, kappa

Other_Names: CD209 antigen-like protein A, dendritic cell-specific ICAM-3-grabbing non-integrin, CIRE, CD209, CDSIGN

Size: 25 µg

Reactivity: Mouse

Format: APC

App_Abbrev: FC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=22533>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>