

siPOOL 5



5 nmol

Artikel-Nr.: 27SI-G050-ID | siTOOLS



448,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Applikation: siRNA

siRNA: Pool

Species: Custom

Verpackung: 5 nmol

ACHTUNG

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die **NCBI Gene ID** an.

Diese können Sie im **Warenkorb** unter „**Ihre Bemerkung zum bestellten Artikel**“ eintragen.

Bei Unklarheiten melden Sie sich bitte unter support@biozym.com –Betreff: siPOOL GeneID

Die NCBI Gene ID finden Sie hier: www.ncbi.nlm.nih.gov/gene