

cfKapture Kit (1-2 ml)



50 Preps

Artikel-Nr.: 220180 | MagBio

801,50 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung


Gewebe/Organismus: Blut

Methode: Magnetische Beads

Nukleinsäure: Cf DNA

Verpackung: 50 preps, 50 preps (1-2 ml)

Das cfKapture™-Kit ist ein auf magnetischen Beads basierendes DNA-Extraktionskit zur Isolierung zirkulierender zellfreier DNA (cfDNA) aus menschlichem Plasma und Serum. Das Kit verfügt über ein schnelles, einfaches und automatisierungsfreundliches Protokoll, mit dem Anwender schnell hochwertige cfDNA extrahieren können, die für die Verwendung in nachgeschalteten Anwendungen wie qPCR, NGS und Bisulfid-Sequenzierung bereit ist.



Anwendungen

Extraktion von cfDNA (ccfDNA) für:

- Liquid Biopsy-Forschung
- Genomische NIPT-Forschung
- Krebsgenomforschung
- Transplantationsüberwachung

Vorteile

Telefon: +49 (0) 51 52 / 90 20
Telefax: +49 (0) 51 52 / 20 70
E-Mail: support@biozym.com
Internet: www.biozym.com

Rechtliches
Registergericht: Amtsgericht Hannover
Registernummer: HRB 101682
UST-ID: DE 813739502

Biozym Scientific GmbH
Geschäftsführer
Dr. Sebastian Petri

- Effiziente Isolierung von Nukleinsäuren mit hohem Input und geringem Elutionsvolumen
- Keine Träger-RNA
- Verarbeitung geringer Probenmengen
- Effiziente Rückgewinnung von klein-fragmentierter DNA
- Keine organische Extraktion oder Ethanol-Fällung