

## HighPrep Plasmid DNA Plus Kit



96 Preps

Artikel-Nr.: 220290 | MagBio

**118,50 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

**Gewebe/Organismus:** Bakterien

**Methode:** Magnetische Beads

**Nukleinsäure:** Plasmid DNA

**Verpackung:** 96 Preps

Das HighPrep™ Plasmid-DNA-Kit ist ein auf magnetischen Beads basierendes Plasmid-Aufreinigungssystem für eine schnelle Hochdurchsatzisolierung von Plasmid-DNA, sowohl mit hoher als auch niedriger Kopienzahl aus Bakterienkulturen, sowie für die Isolierung von BACs, PACs, Cosmiden oder Fosmiden.

### Anwendungen

Isolierung von Plasmid-DNA für:

- PCR, Real-time PCR
- Klonierung, Genotypisierung
- Sequenzierung, NGS
- Transfektion

### Vorteile

- Aufreinigung von Plasmid-DNA hoher Qualität
- Hohe Ausbeute an Plasmiden mit hoher und niedriger Kopienzahl
- Anpassungsfähig an verschiedene automatisierte Liquid-Handling-Workstations
- Keine toxischen organischen Lösungsmittel