

HighPrep Total RNA Plus Kit



100 Preps

Artikel-Nr.: 220300 | MagBio

510,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Frühlingsaktion
Gewebe/Organismus: Gewebe, Zellen
Methode: Magnetische Beads
Nukleinsäure: RNA
Verpackung: 100 Preps

Das HighPrep™ Total RNA Plus Kit ist ein paramagnetisches, auf Beads basierendes System, das eine schnelle und effiziente Aufreinigung von qualitativ hochwertiger Gesamt-RNA aus Geweben und kultivierten Zellen ermöglicht. Diese ist für zahlreiche RNA-Downstream-Anwendungen wie RT-PCR, Microarrays und cDNA-Synthese geeignet. Als paramagnetisches Bead-basiertes System kann das HighPrep™ Total RNA Kit in einem Hochdurchsatzformat verwendet werden und lässt sich an zahlreiche kommerziell erhältliche Workstations anpassen.

Anwendungen

Isolierung der gesamten RNA für:

- RT-qPCR
- RNA-Sequenzierung
- cDNA-Synthese
- Analyse der Genexpression

Vorteile

- Reinigung der Gesamt-RNA mit hoher Ausbeute und Qualität
- Anpassbar an verschiedene automatisierte Liquid-Handling-Workstations
- Keine giftigen, organischen Lösungsmittel