



96 Preps

Artikel-Nr.: 220320 | MagBio

370,50 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Gewebe/Organismus: Virus
Methode: Magnetische Beads
Nukleinsäure: RNA
Verpackung: 96 Preps

Das HighPrep™ Viral RNA Kit ist für die schnelle und zuverlässige Isolierung viraler und bakterieller Nukleinsäuren aus Vollblut, Serum, Plasma, Speichel und anderen Körperflüssigkeiten sowie aus Nasopharyngealabstrichen, die in Virustransportmedien oder anderen Puffern getränkt sind, konzipiert. Dieser Kit ist hocheffizient bei der Isolierung viraler Nukleinsäuren und die extrahierte RNA eignet sich für die direkte Verwendung in vielen Anwendungen wie z.B. RT-qPCR, RT-PCR, PCR, Nukleinsäureamplifikation, Klonierung, Sequenzierung und enzymatische Reaktionen.

Anwendungen

Isolierung von viraler RNA für:

- RT-qPCR, RT-PCR, one step RT-qPCR
- Virusnachweis, Genotypisierung
- Überwachung der Viruslast

Vorteile

- Optimiert für Isolierung aus viralen Proben.
- Schnelle und zuverlässige Aufreinigung von Nukleinsäuren
- Automatisierbar
- Keine giftigen, organischen Lösungsmittel