


Flat Optical 8-CapStrip, farblos, knickbar, steril

für 8-Tube Strips aus Artikelbereich 712XXX

DNA-, DNase-, RNA, RNase-, Pyrogen frei



Beutel à 120 Strips

Artikel-Nr.: 712109N | Biozym

53,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Deckel: optischer Flachdeckel

Eigenschaften: flexibel, Real-Time PCR

Farbe: farblos

Kategorie: 8er-CapStrips

Produktlinie: Premium Line

Verpackung: Beutel à 120 Strips