

Reaktionsgefäße 0.5 ml, amber

graduirt, DNA-, DNase-, RNasefrei
>20000 xg (max. 35000 xg, nicht ständig getestet)



Beutel à 1000 Stück

Artikel-Nr.: 710307 | Biozym

35,90 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Deckel: Mit Druckverschluss

Farbe: amber

Graduierung: graduirt

Kategorie: Reaktionsgefäße

Material: PP

Verpackung: Beutel à 1000 Stück

Volumen: 0.5 ml

Reaktionsgefäße mit Druckverschluss 0.5 ml, amber

- 0.6 ml Maximalvolumen
- Mit Graduierungen
- Polypropylen
- Mit Druckverschluss
- DNA-, DNase-, RNasefrei
- Zentrifugation >20.000 x g problemlos möglich
- Mit Beschriftungsfeld (seitlich und auf dem flachen Deckel)
- Für Gefrierlagerung bis -80°C geeignet
- Eine Durchstichzone im Deckel ermöglicht den Transfer von Probematerial mittels einer Kanüle