

1.5 ml MetalFree Microcentrifuge Tube



1 Beutel à 500 Stück

Artikel-Nr.: LC0311 | [Labcon](#) | Herstellernummer: 3014-870-000-9

21,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Frühlingsaktion

Deckel: Mit Druckverschluss

Eigenschaften: MetalFree

Farbe: farblos

Graduierung: graduiert

Kategorie: Reaktionsgefäße

Material: PP

Sterilität: unsteril

Verpackung: 1 Beutel à 500 Stück

Volumen: 1.5 ml