

## Duo Single 2D Barcode Scanner mit Cryoprotection

Scannt 2D Barcodes und lineare Barcodes  
mit -80°C Cryoschutz



1 Stück

Artikel-Nr.: 601077 | Ziath

**1.349,50 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)



## Beschreibung

**Aktionsangebote:** Herbstaktion

**Cryoprotection:** Mit Cryoprotection

**Lesbare Rack Formate:** Einzelgefäße mit 2D Barcode, Lineare Barcodes auf Tubes o. Racks

**Produkttyp:** Einzeltube 2D Code Scanner

**Technologie:** Kamera Scanner

**Verpackung:** 1 Stück

Erweiterung des Uno um 1D Barcode Reader an der Frontseite

- Schnell und flexibel
- Im Gerät 2 Kameras verbaut
- Liest 2D Datamatrix Codes und lineare Barcodes auf Einzeltubes oder Racks