

PE anti-human EMR3 Recombinant

Mouse IgG1, kappa
QA20A59

BioLegend
From Revvity



25 tests

Artikel-Nr.: B366103 | **BioLegend** | Herstellernummer: 366103

109,50 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: FC

Clone: QA20A59

Format: PE

Isotype: kappa, Mouse IgG1

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 25 tests

PE anti-human EMR3 Recombinant

Clone: QA20A59

Isotype: Mouse IgG1, kappa

Other_Names: Adhesion G protein-coupled receptor E3; EGF module-containing mucin-like hormone receptor 3

Size: 25 tests

Reactivity: Human

Format: PE

App_Abbrev: FC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=22653>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>