

Brilliant Violet 421 anti-human CD86

Rat IgG2b, kappa
W17233E

BioLegend
From Revvity



100 tests

Artikel-Nr.: B381006 | **BioLegend** | Herstellernummer: 381006

204,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: FC
Clone: W17233E
Format: BV421
Isotype: kappa, Rat IgG2b
Species of Origin: Rat
Verpackung: 100 Tests

Brilliant Violet 421 anti-human CD86

Clone: W17233E
Isotype: Rat IgG2b, kappa
Other_Names: B7-2, B70, Ly-58
Size: 100 tests

Reactivity: Human
Format: BV421
App_Abbrev: FC
Species of Origin: Rat

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=22850>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>