

PE anti-human CD157 (BST-1)

Rat IgG2a, lambda
W21007F

BioLegend
From Revvity



25 tests

Artikel-Nr.: B382107 | [BioLegend](#) | Herstellernummer: 382107

103,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: FC
Clone: W21007F
Format: PE
Isotype: lambda, Rat IgG2a
Species of Origin: Rat
Verpackung: 25 tests

PE anti-human CD157 (BST-1)

Clone: W21007F
Isotype: Rat IgG2a, lambda
Other_Names: BST1
Size: 25 tests

Reactivity: Human
Format: PE
App_Abbrev: FC
Species of Origin: Rat

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=22488>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>