

Purified anti-Oligodendrocyte Marker O4

Mouse IgM, kappa
O4

BioLegend
From Revvity



25 µg

Artikel-Nr.: B609551 | **BioLegend** | Herstellernummer: 609551

93,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion
App_Abbrev: ICC, ICFC, IHC-P
Clone: O4
Format: PURE
Isotype: kappa, Mouse IgM
Species of Origin: Mouse
Verpackung: 25 µg

Purified anti-Oligodendrocyte Marker O4

Clone: O4
Isotype: Mouse IgM, kappa
Other_Names: Galactocerebroside O4, Oligodendrocyte marker O4, Oligodendrocyte O4 antigen, Sulfated Galactocerebroside O4
Size: 25 µg

Reactivity: Human, Rat
Format: PURE
App_Abbrev: IHC-P, ICC, ICFC
Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=22590>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>