

## Purified anti-Oligodendrocyte Marker O4

Mouse IgM, kappa  
O4

**BioLegend**  
From Revvity



100 µg

Artikel-Nr.: B609552 | **BioLegend** | Herstellernummer: 609552

**363,00 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

**App\_Abbrev:** ICC, ICFC, IHC-P

**Clone:** O4

**Format:** PURE

**Isotype:** kappa, Mouse IgM

**Species of Origin:** Mouse

**Verpackung:** 100 µg

Purified anti-Oligodendrocyte Marker O4

Clone: O4

Isotype: Mouse IgM, kappa

Other\_Names: Galactocerebroside O4, Oligodendrocyte marker O4, Oligodendrocyte O4 antigen, Sulfated Galactocerebroside O4

Size: 100 µg

Reactivity: Human, Rat

Format: PURE

App\_Abbrev: IHC-P, ICC, ICFC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=22590>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>