

Purified anti-Serpin E1

Mouse IgG2b, kappa
A16081E

BioLegend
From Revvity



25 µg

Artikel-Nr.: B610751 | **BioLegend** | Herstellernummer: 610751

72,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: IHC-P, WB

Clone: A16081E

Format: PURE

Isotype: kappa, Mouse IgG2b

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 25 µg

Purified anti-Serpin E1

Clone: A16081E

Isotype: Mouse IgG2b, kappa

Other_Names: Plasminogen activator inhibitor type 1 (PAI-1, PLANH1), Serine (Or Cysteine) Proteinase Inhibitor, Endothelial Plasminogen Activator Inhibitor

Size: 25 µg

Reactivity: Human

Format: PURE

App_Abbrev: IHC-P, WB

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=22830>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>