

Purified anti-NF-kB p65

Mouse IgG1, kappa
A21012A

BioLegend
From Revvity



25 µg

Artikel-Nr.: B611351 | **BioLegend** | Herstellernummer: 611351

72,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: ICC, ICFC, IHC-P, WB

Clone: A21012A

Format: PURE

Isotype: kappa, Mouse IgG1

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 25 µg

Purified anti-NF-kB p65

Clone: A21012A

Isotype: Mouse IgG1, kappa

Other_Names: RelA, P65, NFKB3, Nuclear Factor NF-Kappa-B P65 subunit, Transcription Factor P65, NF-Kappa-B Transcription Factor P65, RELA Proto-Oncogene NF-KB subunit

Size: 25 µg

Reactivity: Human

Format: PURE

App_Abbrev: WB, ICC, IHC-P, ICFC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=22832>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>