

LEGENDplex Human TWEAK (TNFSF12) Capture Beads...

BioLegend
From Revvity



100 tests (270 µL)

Artikel-Nr.: B741316 | [BioLegend](#) | Herstellernummer: 741316

95,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: Multiplex - Component

Format: LPLEX

Species of Origin: N/A

Verpackung: 100 tests (270 µL)

LEGENDplex Human TWEAK (TNFSF12) Capture Beads A10, 13X

Clone:

Isotype:

Other_Names: TWEAK (TNFSF12)

Size: 100 tests (270 µL)

Reactivity: Human

Format: LPLEX

App_Abbrev: Multiplex - Component

Species of Origin: N/A

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=22675>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>