

PE anti-human CD62P

Mouse IgG1, kappa
AK4

BioLegend
From Revvity



500 µL

Artikel-Nr.: B986402 | **BioLegend** | Herstellernummer: 986402

193,50 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: FC

Clone: AK4

Format: PE

Isotype: kappa, Mouse IgG1

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 500 µl

PE anti-human CD62P

Clone: AK4

Isotype: Mouse IgG1, kappa

Other_Names: GMP-140, PADGEM

Size: 500 µL

Reactivity: Human

Format: PE

App_Abbrev: FC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=22629>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>