

## Mohawk TubePicker Version 48

High Speed Mechanical Tube Picker  
für SBS Racks im 48er Format



1 Stück

Artikel-Nr.: 601522 | Ziath

**16.829,00 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

## Beschreibung

**Aktionsangebote:** Herbstaktion

**Produkttyp:** Gefäß Picker automatisch

**Verpackung:** 1 Stück

### Halbautomatischer TubePicker für 96er SBS-Racks

- Einfache Bedienung, intuitive Software
- Effizientes und schnelles Abarbeiten auch sehr umfangreicher Picklisten möglich! Keine kalten Hände mehr!
- Im Lieferumfang enthalten: Linear Barcode-Reader zur Identifizierung einzelner Racks
- Kombination mit Ziath Rack-Scanner Systemen (z.B. Mirage 2D-Code Rackscanner) erlaubt einfache Verifizierung gepickter Tubes direkt im Workflow der Mohawk-Software