

# Uno Single Tube 2D Barcode Scanner Cryo

mit -80°C Cryoschutz



1 Stück

Artikel-Nr.: 601075 | Ziath

**801,00 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

## Beschreibung

**Aktionsangebote:** Frühlingsaktion  
**Cryoprotection:** Mit Cryoprotection  
**Lesbare Rack Formate:** Einzelgefäße mit 2D Barcode  
**Produkttyp:** Einzeltube 2D Code Scanner  
**Technologie:** Kamera Scanner  
**Verpackung:** 1 Stück

- Moderne Kameratechnologie mit noch besserer Auflösung und schneller Scanzeit
- Liest alle Tubes mit Datamatrix Code
- Einfache Installation – wenige Minuten nach dem Auspacken betriebsbereit
- Kompakte Größe 66 (Länge) x 53,5 (Breite) x 51,5 (Höhe) mm