

Uno Single Tube 2D Barcode Scanner Cryo

mit -80°C Cryoschutz



1 Stück

Artikel-Nr.: 601075 | Ziath

1.008,50 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Cryoprotection: Mit Cryoprotection

Lesbare Rack Formate: Einzelgefäße mit 2D Barcode

Produkttyp: Einzeltube 2D Code Scanner

Technologie: Kamera Scanner

Verpackung: 1 Stück

- Moderne Kameratechnologie mit noch besserer Auflösung und schneller Scanzeit
- Liest alle Tubes mit Datamatrix Code
- Einfache Installation – wenige Minuten nach dem Auspacken betriebsbereit
- Kompakte Größe 66 (Länge) x 53,5 (Breite) x 51,5 (Höhe) mm