

## AccuGENE Molecular Biology Water

Produktion in den USA

1 Liter



Artikel-Nr.: 831200-US | [Lonza](#) | Herstellernummer: 51200

**26,00 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

**Aktionsangebote:** Herbstaktion

**Eigenschaften:** Nuklease- und Protease-frei

**Kategorie:** Puffer für Molekular- und Proteinbiologie

**Produkttyp:** Wasser

**Verpackung:** 1 Liter

**Praktisch – „Ready-to-use“**

#### Die Vorteile:

- Zuverlässig – reproduzierbare Ergebnisse durch aufwändige Leistungs- und Qualitätskontrollen
- Effizient – spart wertvolle Laborzeit
- „High Quality“ – Garantiert DNase-, RNase- und Protease-frei

#### Lagerbedingungen:

18 °C - 24 °C