

PerCP/Fire 806 anti-mouse CD317 (BST2, PDCA-1)

Rat IgG2b, kappa
927

BioLegend
From Revvity



100 µg

Artikel-Nr.: B127046 | **BioLegend** | Herstellernummer: 127046

240,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: FC

Clone: 927

Format: PERCP_F806

Isotype: kappa, Rat IgG2b

Species of Origin: Rat

Verpackung: 100 µg

PerCP/Fire 806 anti-mouse CD317 (BST2, PDCA-1)

Clone: 927

Isotype: Rat IgG2b, kappa

Other_Names: BST2, tetherin, HM1.2 antigen, bone marrow stromal antigen 2, PDCA-1

Size: 100 µg

Reactivity: Mouse

Format: PERCP_F806

App_Abbrev: FC

Species of Origin: Rat

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=23716>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>