

## Ultra-LEAF Purified anti-mouse CD52

Rat IgG2a, kappa  
S20005A

**BioLegend**  
From Revvity



100 µg

Artikel-Nr.: B165703 | **BioLegend** | Herstellernummer: 165703

**162,00 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

**Aktionsangebote:** Aktion

**App\_Abbrev:** FC

**Clone:** S20005A

**Format:** ULEAF

**Isotype:** kappa, Rat IgG2a

**Species of Origin:** Rat

**Verpackung:** 100 µg

Ultra-LEAF Purified anti-mouse CD52

Clone: S20005A

Isotype: Rat IgG2a, kappa

Other\_Names: CAMPATH-1 antigen

Size: 100 µg

Reactivity: Mouse

Format: ULEAF

App\_Abbrev: FC

Species of Origin: Rat

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=23401>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>