

PE/Fire 810 anti-human CD19

Mouse IgG1, kappa
HIB19

BioLegend
From Revvity



25 tests

Artikel-Nr.: B302287 | **BioLegend** | Herstellernummer: 302287

102,75 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: FC

Clone: HIB19

Format: PE_F810

Isotype: kappa, Mouse IgG1

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 25 tests

PE/Fire 810 anti-human CD19

Clone: HIB19

Isotype: Mouse IgG1, kappa

Other_Names: B4

Size: 25 tests

Reactivity: Human

Format: PE_F810

App_Abbrev: FC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=23318>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>