

Purified anti-human CD275 (B7-H2, ICOSL)

Rat IgG2a, kappa
W21036I

BioLegend
From Revvity



100 µg

Artikel-Nr.: B387502 | **BioLegend** | Herstellernummer: 387502

63,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: FC

Clone: W21036I

Format: PURE

Isotype: kappa, Rat IgG2a

Species of Origin: Rat

Verpackung: 100 µg

Purified anti-human CD275 (B7-H2, ICOSL)

Clone: W21036I

Isotype: Rat IgG2a, kappa

Other_Names: CD275, ICOSL, B7H2, ICOS-L, B7RP-1, B7-RP1

Size: 100 µg

Reactivity: Human

Format: PURE

App_Abbrev: FC

Species of Origin: Rat

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=23212>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>