

## Human CD3/CD28 T Cell Activation Beads

**BioLegend**  
From Revvity



0.5 mL

Artikel-Nr.: B422603 | BioLegend | Herstellernummer: 422603

**105,00 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

**Aktionsangebote:** Aktion

**App\_Abbrev:** FC

**Format:** SOLUTION

**Species of Origin:** N/A

**Verpackung:** 0.5 ml

Human CD3/CD28 T Cell Activation Beads

Clone:

Isotype:

Other\_Names: T Cell Stimulation Beads, Human T Cell Stimulation Beads, Human CD3 CD28 Beads, CD3, CD28

Size: 0.5 mL

Reactivity: Human

Format: SOLUTION

App\_Abbrev: FC

Species of Origin: N/A

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=23351>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>