

Recombinant Human IL-3 (carrier-free)

BioLegend
From Revvity



25 µg

Artikel-Nr.: B564304 | **BioLegend** | Herstellernummer: 564304

198,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: BA

Format: RECOM

Verpackung: 25 µg

Recombinant Human IL-3 (carrier-free)

Clone:

Isotype:

Other_Names: Interleukin-3, Burst promoting activity, Eosinophil colony stimulating factor (Eo-CSF), Hematopoietic cell growth factor (HCGF), Mast (MGF/MCGF), Multi-colony stimulating (Multi-CSF), P cell stimulating activity (PCSA), Thy1 inducing factor

Size: 25 µg

Reactivity: Human

Format: RECOM

App_Abbrev: BA

Species of Origin:

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=23466>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>