

PE anti-AKT Phospho (Ser473)

Mouse IgG1, kappa
A21001C

BioLegend
From Revvity



100 tests

Artikel-Nr.: B606554 | **BioLegend** | Herstellernummer: 606554

228,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: ICFC

Clone: A21001C

Format: PE

Isotype: kappa, Mouse IgG1

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 100 Tests

PE anti-AKT Phospho (Ser473)

Clone: A21001C

Isotype: Mouse IgG1, kappa

Other_Names: Protein kinase B alpha, PRK-BA, PKB, Serine/Threonine specific kinase RAC alpha, Protein kinase Akt, RAC

Size: 100 tests

Reactivity: Human, Mouse

Format: PE

App_Abbrev: ICFC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=23789>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>