

Purified anti-PGR

Mouse IgG1, kappa
BSB-2

BioLegend
From Revvity



25 µg

Artikel-Nr.: B614751 | **BioLegend** | Herstellernummer: 614751

72,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion
App_Abbrev: ICC, IHC-P, WB
Clone: BSB-2
Format: PURE
Isotype: kappa, Mouse IgG1
Species of Origin: Mouse
Verpackung: 25 µg

Purified anti-PGR

Clone: BSB-2
Isotype: Mouse IgG1, kappa
Other_Names: Progesterone receptor (PGR), nuclear receptor subfamily 3, group C, member 3 (NR3C3)
Size: 25 µg

Reactivity: Human
Format: PURE
App_Abbrev: IHC-P, ICC, WB
Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=23072>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>