


PCR TW 8-Tube Strip, 0.1 ml, weiß

Low Profile, Extra Robust
DNase-, RNasefrei, u.a. für LC 480



Beutel à 300 Strips

Artikel-Nr.: 712161 | Biozym

223,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Farbe: weiß

Kategorie: 8er-Streifen

Produktlinie: Premium Line

Profil: Low Profile

Verpackung: Beutel à 300 Strips

Volumen: 0.1 ml