

SafeSeal SurPhob 20 µl, Typ Rainin LTS, steril

Filterspitzen, Low Binding, graduert
DNA-, DNase-, RNase-, Pyrogenfrei



10 Racks à 96 Stück

Artikel-Nr.: VTL220 | Biozym



82,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Frühlingsaktion

Farbe: farblos

Filter: ja

Graduierung: ja

Länge: normal

Low Binding: ja

Maximalvolumen: 20 µl

Pipettenspitzen Linie: SurPhob

Spezialeigenschaften: Rainin Typ

Sterilität: ja

Verpackung: 10 Racks à 96 Stück

- Passend für Rainin® Ein- und Mehrkanal Pipetten des LiteTouch® System (LTS®)
- Schonendes Pipettieren durch geringen Kraftaufwand beim Aufstecken und Abwerfen der Spitzen
- Die Spitzen sind aus reinem Polypropylen medizinischer Qualität gefertigt Racks und Einsätze bestehen aus über 60% recyceltem Polypropylen
- Frei von DNA, DNase, RNase, PCR Inhibitoren, Pyrogenfrei

Passend für:

- Rainin L-2XLS+ 2 µl 0.1 - 2 µl Manuell 1-Kanal
- Rainin L-10XLS+ 10 µl 0.5 - 10 µl Manuell 1-Kanal
- Rainin L-20XLS+ 20 µl 2 - 20 µl Manuell 1-Kanal
- Rainin L8-10XLS+ 10 µl 0.5 - 10 µl Manuell 8-Kanal
- Rainin L8-20XLS+ 20 µl 2 - 20 µl Manuell 8-Kanal
- Rainin L12-10XLS+ 10 µl 0.5 - 10 µl Manuell 12-Kanal
- Rainin L12-20XLS+ 20 µl 2 - 20 µl Manuell 12-Kanal
- Rainin E4-10XLS+ 10 µl 0.5 - 10 µl Elektronisch 1-Kanal
- Rainin E4-20XLS+ 20 µl 2 - 20 µl Elektronisch 1-Kanal
- Rainin E8-10XLS+ 10 µl 0.5 - 10 µl Elektronisch 8-Kanal
- Rainin E8-20XLS+ 20 µl 2 - 20 µl Elektronisch 8-Kanal
- Rainin E12-10XLS+ 10 µl 0.5 - 10 µl Elektronisch 12-Kanal
- Rainin E12-20XLS+ 20 µl 2 - 20 µl Elektronisch 12-Kanal

Telefon: +49 (0) 51 52 / 90 20
Telefax: +49 (0) 51 52 / 20 70
E-Mail: support@biozym.com
Internet: www.biozym.com

Rechtliches
Registergericht: Amtsgericht Hannover
Registernummer: HRB 101682
UST-ID: DE 813739502

Biozym Scientific GmbH
Geschäftsführer
Dr. Sebastian Petri

Rainin, LiteTouch und LTS sind eingetragene Marken von Mettler-Toledo Rainin, LLC.